

	TÍTULO: <b>LACLEDIN SUPERFICIES SPRAY 600 ML</b>	CÓDIGO: <b>FT-SGC012.02</b>
	FECHA DE EMISIÓN: <b>23/JUN/2020</b>	REEMPLAZA: <b>FT-SGC012.01</b>
		No. PÁG.: <b>1 de 3</b>

## CONTENIDO

1. CARACTERISTICAS
2. FINALIDAD
3. CLASIFICACIÓN
4. PRESENTACIÓN
5. NÚMERO DE REFERENCIA
6. MODO DE EMPLEO
7. ADVERTENCIAS
8. IMAGEN

<b>Realizado por:</b>	<b>Revisado/Aprobado por:</b>
<b>Firma/fecha</b>	<b>Firma/fecha</b>

Queda prohibida la divulgación, utilización, reproducción total o parcial de su contenido sin previa autorización formal expedido por **Laboratorios Clarben, S.A.**  
*Los documentos impresos o descargados deben ser verificados frente a la versión vigente.*

## 1. CARACTERISTICAS

- Spray para la desinfección de la superficie de productos sanitarios no invasivos, especialmente formulado para ambientes médicos y dentales, y con aroma a limón.
- Espectro de acción:
  - Bactericida, incluyendo MRSA, VRE
  - Yeasticida
  - Fungicida
  - Virucida de espectro limitado
  - Virus de la Hepatitis B (VHB)
  - Virus de la Hepatitis C (VHC)
  - Virus de la Hepatitis Delta (HDV)
  - VIH
  - Virus de la influenza (humana, aviar y porcina)
  - Coronavirus (SARS y MERS)
  - Herpesviridae
  - Filoviridae (Ébola)
  - Rubeola
  - Rabia
  - Sarampión
  - Micobactericida (Tuberculosis)
- Estándares testados: EN 14885, EN 14476, EN 14348, EN 13727, EN 13624.
- Composición: Etanol, Propan-2-ol, Clorhidrato de polihemaxmetilen-biguanida, aroma Dentomint.

## 2. FINALIDAD

Indicado para la desinfección de la superficie de productos sanitarios no invasivos, especialmente formulado para ambientes médicos y dentales.

## 3. CLASIFICACIÓN

Producto Sanitario Clase IIA.

## 4. PRESENTACIÓN

Spray 600 mL

## 5. NÚMERO DE REFERENCIA

Ref: 07-012: LACLEDIN desinfectante de superficies spray 600ml.

## 6. MODO DE EMPLEO

- Rocíe las superficies y objetos a desinfectar a una distancia de 30 cm hasta que estén completamente humedecidos.
- Esperar al menos 60 segundos para que surta efecto.

- Dejar que se evapore el producto o secar con una toallita limpia.

## **7. ADVERTENCIAS**

- No utilizar después de la fecha de caducidad.
- No utilizar sobre superficies sensibles al alcohol.
- Sólo para uso profesional.
- Puede provocar una reacción alérgica.
- Provoca irritación ocular grave.
- Nocivo para organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- Mantener alejado del calor, fuego, chispas y superficies calientes.
- No fumar.
- Almacenar en un lugar bien ventilado.
- Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
- Mantener en un lugar fresco.
- Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- Aclarar la piel, en caso de contacto con la piel.
- Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos, en caso de contacto con los ojos.
- Utilizar espuma resistente al alcohol o dióxido de carbono para la extinción.

## **8. IMAGEN**

