

	TÍTULO: <b>HEMOCLAR GEL</b>	CÓDIGO: <b>FT-SGC072.01</b>
	FECHA DE EMISIÓN: <b>17/MAR/2021</b>	REEMPLAZA: <b>N/A</b>
		No. PÁG.: <b>1 de 3</b>

## CONTENIDO

1. CARACTERISTICAS
2. FINALIDAD
3. CLASIFICACIÓN
4. PRESENTACIÓN
5. NÚMERO DE REFERENCIA
6. MODO DE EMPLEO
7. ADVERTENCIAS
8. IMAGEN

<b>Realizado por:</b>	<b>Revisado/Aprobado por:</b>
<b>Firma/fecha</b>	<b>Firma/fecha</b>

<b>HEMOCLAR GEL</b>	CÓDIGO: <b>FT-SGC72.01</b>
	No. PÁG.: <b>2 de 3</b>

## 1. CARACTERÍSTICAS

- Hemoclar es un gel de retracción gingival.
- Composición: cloruro de aluminio, glicerina, sílice pirógena, indicador de azul de metileno, aceite de menta verde y agua purificada.
- Gel de cloruro de aluminio al 25% indicado para contener y detener el sangrado.
- Este producto ayuda al control de fluidos en el surco que rodea al diente durante el procedimiento dental.

## 2. FINALIDAD

- Gel encargado de restringir y detener el sangrado durante los procedimientos de restauración, preparaciones de la corona dental y profilaxis oral.

## 3. CLASIFICACIÓN

- Producto sanitario clase I.

## 4. PRESENTACIÓN

- 1 jeringa de 3 g con 10 puntas aplicadoras.

## 5. NÚMERO DE REFERENCIA

- 06-075: HEMOCLAR GEL.

## 6. MODO DE EMPLEO

- Retire el capuchón de la jeringa y fije la punta aplicadora.
- Aplicar una cantidad suficiente de gel directamente en el surco siguiendo cuidadosamente el contorno del diente preparado.
- Dejar actuar durante un periodo de 2 minutos. En el caso en el que el sangrado persista, retire el gel aplicado, aplique gel de nuevo y espere 2 minutos.
- Enjuague la zona suavemente, séquela y tome la impresión.
- Para la retracción del surco, el hilo de retracción impregnado en gel debe colocarse cuidadosamente de manera gradual en el surco gingival con ayuda de un hilo.

## 7. ADVERTENCIAS

- Almacenar a una temperatura entre 10 y 24°C.
- Cerrar bien el tapón después de su uso.
- Mantener el producto alejado de la humedad.
- La vida útil no se ve afectada después de la apertura si se almacena en un lugar fresco y seco.
- Fecha de caducidad de 3 años a partir de la fecha de fabricación.
- El producto será desechado según las normas vigentes en el país en el que se utilice.

**8. IMAGEN**

