


| | | |
|---|---|-----------------------------------|
|  | TÍTULO: PROFEX CLARBEN | CÓDIGO: FT-SGC025.03 |
| | | REEMPLAZA: FT-SGC025.02 |
| | FECHA DE EMISIÓN: 20/ENE/2022 | No. PÁG.: 1 de 3 |

CONTENIDO

1. CARACTERISTICAS
2. FINALIDAD
3. CLASIFICACIÓN
4. PRESENTACIÓN
5. NÚMERO DE REFERENCIA
6. MODO DE EMPLEO
7. ADVERTENCIAS
8. IMAGEN

| | |
|----------------|------------------------|
| Realizado por: | Revisado/Aprobado por: |
| Firma/fecha | Firma/fecha |

1. CARACTERÍSTICAS

- PROFEX CLARBEN es una mezcla de agentes pulidores y limpiadores diseñados para uso profesional durante procedimientos de higiene dental y ortodoncia estándar.
- Cada copita de PROFEX posee un agradable sabor, haciendo que la limpieza de los dientes se convierta en una agradable experiencia.
- Presenta dos tipos de abrasividad (media y alta), ya que la piedra pómez que incluye el PROFEX puede ser de granulación media o alta.
- PROFEX incorpora un material amalgamador específico que hace que, a medida que aplicamos calor a la pasta, ésta se hace más densa, permaneciendo la mayor parte de ella en el lugar que más necesita.
- PROFEX se presenta en copitas de 2 g para uso individual, con la ayuda de un anillo porta copitas. Esto permite una mayor higiene evitando utilizar un único recipiente para varios pacientes, contribuyendo de esta forma a una dosificación correcta, evitando la pérdida de producto que puede producirse en los envases unitarios. Al mismo tiempo, gracias a su anillo porta copitas, se facilita su aplicación.

2. FINALIDAD

PROFEX CLARBEN es utilizado para procedimientos de limpieza y pulido como parte de un tratamiento profesional de profilaxis dental/ortodoncia. Aunque este producto contiene fluoruro, no está considerado sustituto de los tratamientos de fluorización.

3. CLASIFICACIÓN

Producto sanitario Clase I.

4. PRESENTACIÓN

- PROFEX MEDIA S. CEREZA contiene 100 copitas individuales y 1 porta anillos.
- PROFEX ALTA S. CEREZA contiene 100 copitas individuales y 1 porta anillos

5. NÚMERO DE REFERENCIA

- Ref: 06-006
- Ref: 06-007

6. MODO DE EMPLEO

- Llene el cepillo de profilaxis presionándolo sobre la pasta, mientras pone en funcionamiento la pieza de mano a baja velocidad.
- Aplicar toques rápidos y ligeros sobre la cara del diente manteniendo suficiente pasta en el cepillo para evitar el sobrecalentamiento de la superficie dental.
- Se recomienda expulsar la saliva para evitar la disolución de la pasta y la ingestión de la misma.

7. ADVERTENCIAS

- No almacenar a temperatura superior a 25°C.
- No exponer a la luz solar directa.
- La pasta debe ser eliminada, no tragada.
- Este producto contiene 1.23% de Fluoruro Sódico, la ingesta excesiva de fluoruro puede provocar náuseas.
- Mantener fuera del alcance y vista de los niños.

8. IMAGEN

