

	TÍTULO: HURRICARE KIT PERIODONTAL	CÓDIGO: FT-SGC85.01
	FECHA DE EMISIÓN: 31/03/2026	REEMPLAZA: N/A
		No. PÁG.: 1 de 3

CONTENIDO

1. CARACTERISTICAS
2. FINALIDAD
3. CLASIFICACIÓN
4. PRESENTACIÓN
5. NÚMERO DE REFERENCIA
6. MODO DE EMPLEO
7. ADVERTENCIAS
8. IMAGEN

Realizado por: Director Técnico	Revisado/Aprobado por: Director Técnico
Firma/fecha	Firma/fecha

Queda prohibida la divulgación, utilización, reproducción total o parcial de su contenido sin previa autorización formal expedido por **Laboratorios Clarben, S.A.**
Los documentos impresos o descargados deben ser verificados frente a la versión vigente.

1. CARACTERÍSTICAS

- Kit periodontal diseñado para la carga y aplicación controlada de Hurricaine Gel 50 mL
- Contiene:
 - 2x Bolsas de Jeringas 10 uds
 - 1x Caja de cánulas 0,25 mm 10 uds
 - 1x Caja de cánulas 0,35 mm 10 uds
 - 1x Caja de cánulas 0,8 mm 10 uds
 - 1x Bolsa de tapones 5 uds

2. FINALIDAD

Facilita su uso en procedimientos de profilaxis, periodoncia y endodoncia mediante la aplicación del Hurricaine.

3. CLASIFICACIÓN

Agrupación de Productos Sanitarios Clase I.

4. PRESENTACIÓN

- Hurricare Kit Periodontal

5. NÚMERO DE REFERENCIA

- 06-080: Hurricare Kit Periodontal

6. MODO DE EMPLEO

- Retirar émbolo de la jeringa.
- Insertar émbolo en la jeringa.
- Carga la jeringa.
- Acoplar cánula en la jeringa.

7. ADVERTENCIAS

Uso exclusivo odontológico.

Hurricane Kit Periodontal

CÓDIGO:
FT-SGC85.01
No. PÁG.: **2 de 3**

8. IMÁGENES

